

사용방법

가. 사용전의 준비사항

- (1) 제품의 외부 상자를 개봉하여 렌즈가 들어있는 바이알을 봉인한 멸균 파우치를 꺼낸다.
- (2) 파우치를 뜯고 멸균 처리된 장소에서 렌즈를 바이알에서 꺼낸다. 바이알을 개봉하기 전에 내부의 인공수정체와 해당 디오퍼를 확인한다.
- (3) 의료용검자를 사용해 6~12시 방향으로 렌즈의 광학부를 부드럽게 잡아 위로 끌어당겨 렌즈를 렌즈 홀더로부터 빼낸다. 이 때 렌즈의 전방부가 검자의 위로 향하게 해야 한다.
- (4) 면밀히 렌즈를 검사하고 멸균수로 행군다. 렌즈 삽입기구는 본 제품과의 사용 가능성이 검증된 제품을 사용한다.

Note: 추가 정보에 대해서 수정체삽입기구의 사용방법을 숙지한다.

나. 사용방법 및 조작순서

- (1) 렌즈의 전방부가 안구의 전방부를 향하도록 렌즈를 삽입한다.
- (2) 인공수정체의 방향은 지지부 방향을 통해 확인할 수 있다. 지지부의 방향 표시 부위가 우측 상단과 좌측 하단에 위치하면 렌즈는 정확히 위치한 것이다.

사용시 주의사항

1) 일반적 주의사항

- (1) 실온에서 보관하며 45도 이상의 고온은 피한다.
- (2) 외부 상자나 그 안의 내용물이 손상된 제품은 사용하지 않는다.
- (3) 바이알을 개봉 후 가능하면 빨리 제품을 사용한다.
- (4) 포장을 뜯어 멸균 파우치를 개봉하기 전에 제품의 모델, 굴절력, 유효기한을 확인해야 한다.
- (5) 제품의 멸균 여부는 멸균 파우치가 개봉 혹은 손상되었는지의 여부로 확인한다.
- (6) 이 제품은 접촉하는 물질을 흡수할 가능성이 있다. 따라서 멸균생리식염수로 조심스럽게 행구어야 하며, 레이저 응고술을 실시하는 경우 레이저 광선이 후안낭 뒤에 조사되지 않도록 한다.

2) 경고

백내장 수술은 다음과 같은 잠재적인 합병증을 유발할 수 있다.

- (1) 홍채모양체염, 동공막염, 초자체염, CME의 염증
- (2) 안내감염
- (3) 망막박리
- (4) 동공폐쇄
- (5) 홍채탈장, 전방 챔버의 평편화

- (6) 출혈
- (7) 각막이영양증
- (8) 녹내장
- (9) 홍채이영양증

이 중 중심부 이탈 및 아탈구, 제품 표면의 침전물은 렌즈와 직접적으로 관련되는 것들이다. 특히 후안낭이 손상된 경우에 망막박리 치료 시 사용되는 실리콘 오일은 렌즈에 침착될 수 있다.

3) 금기

렌즈 이식술이 다음과 같은 증상을 악화시키고, 병리학적 진단 혹은 치료를 방해하거나 환자의 시력에 위험요소가 되는 경우 렌즈 이식술은 권장되지 않는다.

- (1) 비통제성 녹내장
- (2) 풍진성 백내장
- (3) 망막박리
- (4) 홍채의 이영양증
- (5) 소안구증
- (6) 진행성 만성안구감염
- (7) 내피각막이영양증
- (8) 초자체 소실, 출혈과 같은 수술 중 합병증
- (9) 예측 가능한 수술 후 합병증

4) 유효기간

3년

5) 보관조건

45°C 이상의 온도에 저장하지 말 것
직사광선이 드는 곳에 보관하지 말 것