

## 의약외품

**제품명:** 리뉴 후레쉬용액

**성상:** 무색의 맑은 액

**주성분:** 20% 염산 폴리헥사메틸렌 비구아니드, 에티드론산테트라나트륨 30% 용액

**효능효과:** 소프트콘택트렌즈의 세척, 단백질 제거, 행균, 소독, 습윤, 보존 및 가시아메바 살균

### 용법용량

1단계: 렌즈의 각 면을 약 5초 동안 충분히 헹군다.

2단계: 세척한 콘택트렌즈를 렌즈케이스에 넣고 본 용액으로 채운 후 최소 4시간 동안 적신다.

보다 철저한 관리를 위하여, 의사 또는 전문가는 1단계 전에 렌즈의 각 면에 본 용액을 3방울 떨어뜨리고 20초 동안 문지르도록 권장할 수 있다.

이렇게 관리한 렌즈는 언제든지 착용해도 좋다. 별도로 식염수로 다시 헹굴 필요가 없다. 만약 렌즈에 어떤 잔류물이 남아있다면 본 용액으로 다시 헹군 다음 사용하면 된다.

렌즈를 즉시 착용하지 않을 경우에는 렌즈케이스의 뚜껑을 닫아두어야 한다. 식염수는 살균 작용이 없으므로 본 용액을 식염수와 혼합해서 사용하지 않도록 한다

**콘택트렌즈의 단백질 제거:** 본 용액으로 매일 렌즈를 세척하고 소독할 때 단백질도 같이 제거되므로 별도의 단백질 제거제나 일일 세척제를 사용할 필요가 없다.

### 사용상 주의사항

#### 1. 경고

렌즈와 렌즈관리 용품의 적절한 사용과 관리를 위하여 안과의사의 지시에 따르고 이 약의 설명서에 명기된 내용을 지켜야 한다. 각막궤양과 같은 안질환이 급격히 발생하여 시력을 잃을 수도 있다. 또, 일일 착용렌즈를 밤새 착용한 경우나 수면 중에 착용해서도 안 된다. 임상실험결과, 이런 렌즈를 밤새 착용한 경우 심각한 부작용의 위험이 증가하였다. 연속 착용 렌즈는 주기적으로 세척과 소독을 실시하거나, 안과의사가 지시한대로 새로운 렌즈로 교체하여야 한다. 임상연구에서 연속착용 렌즈를 낀 환자가 일일 착용착용 렌즈를 낀 환자에 비해 심각한 부작용의 발현율이 높았다는 보고가 있었다. 또, 세척과 소독을 하거나, 새로운 렌즈를 교체하기 전, 연속 착용 렌즈를 오래 착용할수록 심각한 부작용의 발현율이 높게 나타났다. 흡연자의 경우 부작용의 발현율이 역시 보다 높게 나타났다. 만약 눈의 불편함, 과도한 눈물, 시력변화, 충혈과 같은 증상이 나타날 경우에는 즉시 렌즈를 제거하고 안과의사를 찾아야 한다. 콘택트렌즈를 착용하는 사람은 일 년에 두 번 혹은 그 이상 안과의사를 방문하는 것이 좋다.

#### 2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

본 제의 주성분에 대해 과민증이 있는 사람은 이 약을 사용해서는 안된다.

#### 3. 부작용

눈의 따가움, 작열감, 가려움(자극감), 처음 렌즈를 착용했을 때 보다 눈의 불편함, 이물감, 과도한 눈물, 비정상적인 분비물, 시력저하, 흐릿한 영상, 사물부근의 무지개가 후광이 보임, 광과민성, 건조한 눈 등과 같은 문제가 발생할 수 있다.

이런 경우 렌즈를 즉시 제거한다.

만약 불편함이나 문제가 사라진다면 렌즈를 자세히 관찰하여 문제가 있다면 다시 렌즈를 끼지 말고 렌즈 케이스에 넣어 안과의사와 상의한다.

만약 렌즈가 더럽거나, 이물질이 있으면 렌즈를 깨끗이 세척하고 헹구어 소독한 다음 다시 착용해도 좋다.

그러나 위에서 언급한 눈의 부작용이 계속된다면 렌즈를 즉시 제거하고 안과의사와 상의해야 한다.

#### 4. 일반적 주의

렌즈를 잘 관리하기 위한 방법은 다음과 같다.

- 1) 렌즈를 만지기 전에는 항상 손을 씻고 헹군다.
- 2) 렌즈를 눈에서 제거한 다음에는 반드시 세척, 헹굼, 소독의 렌즈 관리 과정을 거쳐야 한다.
- 3) 렌즈의 오른쪽과 왼쪽이 섞이는 것을 방지하기 위해 항상 어느 한쪽을 먼저 관리하는 습관을 가진다.
- 4) 사용 후에는 렌즈 케이스를 비우고 본 용액으로 깨끗이 세척한 다음 공기 중에서 건조 시킨다.
- 5) 오염을 피하기 위해 용기의 마개 부분을 만지지 말며 사용하지 않을 경우에는 뚜껑을 꼭 닫아 두어야 한다.
- 6) 본 용액에 렌즈를 담근 채로 열 소독을 해서는 안 된다.
- 7) 본 용액을 재사용해서는 안 된다.
- 8) 사용하기 전에 용기와 포장에 명기된 유효기간을 꼭 확인한다.
- 9) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 둔다.

**용량:** 120ml

**저장방법:** 기밀용기, 실온 (1~30°) 보관

**제조원:** Bausch & Lomb 8507 Pelham Road Greenville, SC 29615-95978, USA(미국)

#### 수입자

(주) 바슈롬코리아 서울시 강남구 테헤란로 98길 8 KT&G 코스모 대치타워 13층

Tel: 080-218-6810 [www.bausch.co.kr](http://www.bausch.co.kr)

개정일: 2012년 10월 25일