

■ 품목명: 의료용패커

■ 모델명: 제품참조

■ 허가/인증/신고번호: 서울 수신05-1686호

■ 포장단위: 포장참조

■ 수입업자: (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 테헤란로 98길 8 케이티앤지 코스모대치타워 13층)

■ 제조의뢰자: Bausch & Lomb, Inc. (미국, 1400 N. Goodman Street Rochester, NY 14609)

■ 제조자: Bausch & Lomb, Incorporated. (미국, 21 Park Place Blvd. North Clearwater, FL 33759)

■ 제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp): 포장참조

■ 저장방법: 본 제품은 1회용이므로 사용 후 버린다.

■ 사용목적:

진료용 재료 등을 밀어 넣는 데에 사용하는 기구.

■ 사용방법:

가. 사용방법 및 조작순서

1. 멸균이 유지된 공간에서 제품포장을 뜯는다.
2. 지지부용 puller를 body에 장착한다.
3. 플런저를 시작위치에 있는 것을 확인한다.
4. Drawer에 점탄성물질을 주입한다.
5. 렌즈 cover로부터 렌즈 retainer를 끝까지 당긴다.
6. 장착위치내에 렌즈 retainer를 놓고 렌즈 retainer를 body에 천천히 돌려 맞물린다.
7. Drawer의 stop arm에 있는 버튼을 눌러 렌즈 retainer가 drawer에서 멈출때까지 민다.
8. 렌즈 retainer를 돌려 body로부터 떼어내고 Drawer를 기계적으로 잠길 때 까지 닫는다.
9. 플런저를 지지부 puller가 body tip으로부터 떨어질 때 까지 민다. Tip 끝에 가까운 렌즈를 지지부 puller가 제거될때까지 곧게 민다음 지지부 puller를 제거한다.

나. 사용 후 보관 및 관리방법

본 제품은 1회용이므로 사용 후 버린다.

다. 유효기간

제조일로부터 1년

■ 사용 시 주의사항:

재 멸균하여 사용하지 않는다.