

■ **품목명: 재사용가능 안과용 침**

■ **모델명:** 제품참조

■ **허가/인증/신고번호:** 서울 수신 08-350 호

■ **포장단위:** 제조원의 포장단위에 의함

■ **수입업자:** (주)바슈헬스코리아 (서울특별시 강남구 봉은사로86길 6, 레베쌍트빌딩 6층)

■ **제조의뢰자:** Bausch & Lomb, Inc. (미국, 1400 N. Goodman Street Rochester, NY 14609)

■ **제조사:** Bausch & Lomb Incorporated(미국, 3365 Tree Court Industrial Blvd. St. Louis, MO 63122)

■ **제조번호(Lot) 및 제조연월 또는 사용기간(Exp):** 포장참조

■ **사용목적:** 안과영역의 시술 시 약액을 주입하거나 액을 흡입하기 위하여 사용하는 침으로서 재사용이 가능하다.

■ **부작용 보고 관련 문의처:** 080-080-4183 (한국의료기기안전정보원)

■ **사용방법:**

- 1) 전문의료인에 의해 사용한다.
- 2) 병원내 적절한 멸균 방법으로 멸균 한 후 사용한다.

■ **사용 시 주의사항:**

사용전에 반드시 멸균하여 사용한다.